


## 1575616 - SpO2 sensor voor eenmalig gebruik - pediatrisch - 1 x 24 st



### Beschrijving

De wegwerp SpO2 sensor van Medlink gebruikt steriele, niet-schadelijke materialen, om kruisbesmetting te verhinderen. Medlink biedt vijf verschillende soorten disposable SpO2 sensoren, waaronder volwassen SpO2 sensor, pediatrische SpO2 sensor, zuigeling SpO2 sensor, neonatale SpO2 sensor en comfort SpO2 sensor, en zijn ontworpen om de behoeften van verschillende leeftijdsgroepen voor SpO2 monitoring te voldoen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	med_link
<b>sku</b>	1575616
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Doos