

1543519 - LB 88 ultrasone dual technology luchtbevochtiger - 1 st



Beschrijving

Maak droge verwarmde lucht tot het verleden de luchtbevochtiger met ultrasone bevochtigingstechnologie zorgt voor een optimale relatieve luchtvochtigheid. Met waterverwarming, er zijn 3 niveau's, de luchtbevochtiger is bovendien zeer stil. Hij gaat automatisch uit met een weergavefunctie, inclusief 15 antikalkpads om snelle verkalking te voorkomen. En 15 aromapads voor het gebruik met aroma oliën en een schoonmaakborstel.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 19.5 cm, H 28 cm, L 29.5 cm
SKU leverancier	68116
Vermogen	280 W
Volume bokaal	6 L
Bevochtigingsvermogen	550 milliliter per hour
Verwijderbaar waterbokaal	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543519
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk