

1549646 - Linido douche-toiletrolstoel - 1 st

Beschrijving

De lage verrijdbare douche-/toiletstoel met opklapbare voetsteunen en zachte toiletzitting met open voorzijde van Linido is een hulpmiddel waarmee de gebruiker veilig en comfortabel kan zitten tijdens het douchen of wassen aan de wastafel. De stoel wordt geleverd met geleiderails en kan losstaand gebruikt worden, met een ondersteek of een emmer die als accessoire verkrijgbaar is. Tevens kan de stoel over het toilet worden gereden.

Specificaties

Merk	Linido
Product afmetingen	B 62.5 cm, H 96 cm, L 90 cm
SKU leverancier	LI2137.1212-00
Samenstelling	Staal gecoat
sku	1549646
Kleur	Wit
Max. gewicht volwassene	200 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk