

## 1018698 - HEINE lampje x-01.88.077 - 2,5v - halogeen - 1 st



### Beschrijving

Vervangingslamp voor medische apparatuur.

### Specificaties

<b>Merk</b>	HEINE
<b>SKU leverancier</b>	HEINX-001.88.077
<b>Compatibel met</b>	Otoscoop Heine BETA 200 - 2,5V; Otoscoop Heine Beta 400 - 2,5V; Otoscoop K180 - 2,5V
<b>sku</b>	1018698
<b>Bestemming vervanglampje</b>	Otoscoop
<b>Voltage</b>	2,5 V
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk