

## 1352251 - Nekkussen voor Saar bloedafnamestoel - 1 st



### Beschrijving

Het nekkussen is 30cm breed en heeft een hoogte van 9cm. De elastische band wordt door klittenband aan de achterzijde vastgemaakt en kan daardoor op iedere gewenste hoogte worden gebruikt. Hierdoor is het kussen ook als lendesteun te gebruiken. Het kussen kan in kleur naar keuze worden gemaakt en kan zodoende ook in de kleur van de stoel of juist afwijkende worden gestoffeerd.

Opgelet: de kleur van de kussen zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

### Specificaties

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Merk               | Wesseling       |
| Product afmetingen | B 30 cm, H 9 cm |
| sku                | 1352251         |
| Kleur              | Ananas          |
| Type verpakking    | Stuk            |