

## 1609844 - Fred Easy G2 fully-automatic - Franstalig



### Beschrijving

**Schiller's** Fred Easy G2 volautomatische defibrillator begeleidt hulpverleners bij alle interventies en vult elke noodkit aan.

De volautomatische defibrillator is aangenaam in gebruik om reanimaties uit te voeren en geeft indien nodig een automatische schok. Fred Easy G helpt bij het uitvoeren van cardiopulmonale reanimatie.

### Voordelen

- 5" touchscreen
- Reanimatie-assistentie: mentronoom; FreeCPR, LifePoint sensor
- Geïntegreerde modus: dezelfde elektroden voor volwassenen en kinderen
- Beschikbaar in 3 talen: Nederlands, Frans, Engels
- USB, Wi-fi, bluetooth
- LifeDataNet G2: Visualiseer AED's op kaart, controleer status, voor software-updates op afstand

### Specificaties

<b>Merk</b>	Schiller
<b>sku</b>	1609844
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse III
<b>Type verpakking</b>	Stuk