

## 1501894 - Traditionele bedpansteun - wit - 1 st



### Beschrijving

Geschikt voor gebruik met de Vernacare bedpan (101AA100). De plastic bedpan biedt extra stevigheid bij het toiletteren van bedlegerige patiënten. De bedpan kan bewaard worden in een droge ruimte, op kamertemperatuur.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Vernacare
<b>Product afmetingen</b>	B 38 cm, H 10 cm, L 31 cm
<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>Deksel</b>	Nee
<b>Normeringen</b>	ISO 9011:2015; 14001:2015
<b>sku</b>	1501894
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk