

1603720 - Solo Convenience Kit - 10 st



Beschrijving

De Aerogen® Solo van **Aerogen** biedt een handenvrij, hoogwaardig aërosolsysteem voor medicijntoediening dat optimale patiëntenzorg biedt.

Aerogen® Solo werkt met geventileerde en niet-geventileerde patiënten als deze gekoppeld is aan de Aerogen Ultra.

Verwarmt of breekt medicatie niet af. Geschikt voor oplossingen, suspensies, proteïnen en peptiden.

Voor gebruik bij één patiënt tot 28 dagen intermitterend of 7 dagen continu.

Aangedreven door de Aerogen Pro-X Controller voor continu gebruik of de Aerogen USB Controller voor intermitterend gebruik.

Vernevelaarset voor volwassenen voor Aerogen® Solo ontworpen voor gebruik in de VS. Kit bevat:

- Vernevelaars
- T-stuk stekkers
- Gemakskit pediatrische vernevelaar voor Aerogen® Solo, ontworpen voor gebruik in de VS. Inhoud set
- Vernevelaars
- T-stuk pluggen

Specificaties

Merk	aerogen
sku	1603720
Doelgroep	Volwassenen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos