

1543935 - Renol comfort kussen - h 9 cm x b 50 cm x l 38 cm - 1 st



Beschrijving

Het COMFORT-kussen heeft een lichte helling en kan gebruikt worden met de bovenlichaamsverhoging en dus ook in halfzittende positie. Onder de dijen vermijdt het zo dat de patiënt naar het voeteneinde glijdt. Tegelijkertijd maakt dit kussen het mogelijk de buik te stabiliseren tegen de bovenlichaamsverhoging, de steunpunten beter te verdelen en de door het bovenlichaam uitgeoefend druk te verminderen. In uitgestrekte rugpositie wordt het COMFORT-kussen onder de knieën geplaatst. Omdat het de dijen op die manier licht verhoogt, verlicht het de druk op de benen. Oppervlakkige reiniging.

Specificaties

Merk	Renol
Product afmetingen	B 50 cm, H 9 cm, L 38 cm
SKU leverancier	RCM14000
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Samenstelling	PU
sku	1543935
Kleur sloop	Blauw
Materiaal	PU
Merk positioneringsmateriaal	Renol
Wasbaar	nvt
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk