


## 1561203 - Digitale opstapweegschaal met bodyfatanalyse met bluetooth zwart glas BF950 - 180 kg - 1 st



### Beschrijving

Bereik met gemak uw ideale gewicht. Met de digitale opstap personenweegschaal is het mogelijk om gegevens via Bluetooth® rechtstreeks naar uw smartphone over te dragen. Aan de hand van kleurgecodeerde feedback voor het bereiken van doelen aan te geven, zwangerschapsmodus voor gecontroleerde gewichtstoename tijdens de zwangerschap zonder BIA-analyse). Voor 8 gebruikers met automatische gebruikersherkenning, inschakeltechniek (snelle start).

#### Voordelen

- Automatische uitschakeling
- Overbelasting indicator
- Maximum draagvermogen: 180 kg
- Inclusief gratis app "beurer HealthManager Pro" of "beurer HealthManager": meetwaarden en lichaamsgegevens op elk moment bijhouden

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Geheugen</b>	Ja
<b>Gekalibreerd</b>	Nee
<b>Max. gewicht</b>	180 kg
<b>Met meetlat</b>	Nee
<b>BMI indicatie</b>	Ja
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>Automatisch step-on functie</b>	Ja
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1561203
<b>Gradatie weegschaal</b>	100 g
<b>Klasse weegschalen</b>	nvt
<b>Type weegschaal</b>	Digitale weegschalen met lichaamsvetmeting
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/53/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk