

1559843 - Handschoenen Vinyl clear - niet-steriel - gepoederd - transparant - S - 10 x 100 st



Beschrijving

Texa® vinyl gepoederde niet-steriele handschoenen AQL 1.5. Geschikt als basisbescherming tegen kruisinfecties zowel voor patiënt als gebruiker. Bijzonder geschikt voor mensen met latex allergie, een ergonomisch ontwerp voor maximaal comfort voor eenmalig gebruik.

Specificaties

Merk	Texa
Gepoederd	Ja
Manchetlengte	24 cm
Samenstelling	Vinyl
HACCP-conform	Ja
sku	1559843
Steriel	Nee
Kleur	Wit
Kwaliteitsniveau	AQL 1.5
Maat	S
Sterilisatie methode	Niet van toepassing
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Karton