

## 1605558 - Exxentric kBox5 Lite Platform - midnight blue

### Beschrijving

Dit is de lichtste en meest draagbare van de kBox5 familie. Handig als u vaak reist en toch wil trainen, of als u nood hebt aan mobiliteit in de praktijk. Voor: reizende atleten, fitness, fysiotherapie en revalidatie.

- Verbeterde draagbaarheid
- Voor individueel thuisgebruik
- Trainen met 1-4 flywheels
- Inertie tot 0,200 kgm<sup>2</sup>
- Compatibel met kMeter
- Gewicht: 9.5 kg
- Kleur: Midnight Blue

### Specificaties

<b>Merk</b>	Exxentric
<b>sku</b>	1605558
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk