

1623455 - SportsArt Prime Line Eco-Natural E873 elliptical - LED display



Beschrijving

De **SportsArt E873 Elliptical** maakt deel uit van de **ECO-NATURAL™ Prime Line**, waar **design, betrouwbaarheid en energie-efficiëntie** samenkomen. Deze zelfaangedreven crosstrainer biedt een **low-impact full-body workout**, ideaal voor gebruikers die gewrichten willen ontzien maar toch intensief willen trainen.

Met een **verstelbare paslengte van 18 – 25,5 inch** kan de E873 eenvoudig worden aangepast aan de lichaamslengte en trainingsstijl van de gebruiker. Het **MyFlex™ cushioning system** zorgt voor extra comfort door schokken optimaal te absorberen, terwijl de **console-based controls** en **intuïtieve workout-programma's** de training eenvoudig en motiverend maken.

Belangrijkste kenmerken van de SportsArt E873:

- **Zelfaangedreven ontwerp** – energiezuinig en milieuvriendelijk, geen netstroom nodig
- **Verstelbare paslengte:** 18 – 25.5 inch (45.7 – 64.8 cm) voor optimale training
- **MyFlex™ cushioning system** – comfortabele demping en gewrichtsbescherming
- **Console-based bediening** – eenvoudige controle en instelbare programma's
- **Intuïtieve trainingsprogramma's** – houden gebruikers betrokken en gemotiveerd

Technische specificaties:

- **Unit Weight:** 147 kg
- **Afmetingen (L x B x H):** 208.5 x 68 x 176.5 cm
- **Maximaal gebruikersgewicht:** 180 kg
- **Stride Length:** 18 – 25.5 in / 45.7 – 64.8 cm
- **Step-up hoogte:** 32.5 cm

De **SportsArt E873 Elliptical** is ideaal voor:

- **Fitnessclubs en sportscholen** die energiezuinige topkwaliteit zoeken
- **Revalidatiecentra en fysiotherapie** dankzij low-impact beweging
- **Thuisgebruikers** die een professionele, onderhoudsarme crosstrainer willen

Specificaties

Merk	SportsArt
sku	1623455
Type verpakking	Stuk