

1543425 - Digitale bloeddrukmeter BM58 - touchscreen display - bovenarm - 1 st



Beschrijving

BM58 digitale bloeddrukmeter in een elegant en modern design meet eenvoudig en nauwkeurig de bloeddruk en stuurt de gegevens eenvoudig naar de pc aan de hand van de Beurer HealthManager Pro app.

Voordelen

- Volautomatische bloeddruk -en polsmeting op bovenarm
- Geeft gemiddelden weer van alle opgeslagen meetwaarden
- Gemiddelden van alle ochtend -en avondbloeddruk van afgelopen 7 dagen
- 2 x 60 geheugenplaatsen
- Weergave datum en tijd/automatische uitschakeling
- Inclusief 4 x 1.5 V batterijen

Specificaties

Merk	Beurer
CNK-code	CNK 3056-280
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1543425
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk