

1544369 - Aspiratietoestel Aspira 13,5 - 1 st



Beschrijving

Professioneel aspiratietoestel van **Cami** is een chirurgische aspirator voor medisch gebruik in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, voor thuiszorg en voor faryngeale afzuiging. De flessenhouder kan aan de rechter - of linkerkant van het apparaat geplaatst worden en bevat een PC-fles van 1 l met schaalverdeling. Deze en de siliconen aansluitslangen kunnen gesteriliseerd worden voor een optimale hygiëne. Het past op een hydrofobe en antibacteriële filter. De kunststof buitenkant zorgt voor robuustheid en tegelijkertijd een lager gewicht voor gemakkelijker transport door de geïntegreerde handgreep.

Voordelen

- Instelbaar vacuümniveau
- Stil
- Pot en tubes zijn steriliseerbaar
- stroom 13,5 l/min

Specificaties

Merk	Flaemnuova
Max. airflow	13.5 L/m
Volume bokaal	1000 ml
sku	1544369
Alimentatie	Netstroom
Type container	Autoclaveerbare container
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk