

1550575 - Digitale bloeddrukmeter BM28 - bovenarm - omtrek tot 42 cm - 1 st



Beschrijving

de bloeddrukmeter heeft een universele manchet die ook geschikt is voor grotere bovenarmomtrekken tot 42 cm. De geïntegreerde manchetpositiecontrole geeft u extra zekerheid over de nauwkeurigheid van de gemeten bloeddrukwaarden tijdens elke meting. De rustindicator betekent dat bloeddrukmetingen betrouwbaar en gemakkelijk zijn voor de gebruiker. Geeft de gemiddelden weer van alle opgeslagen meetwaarden, heeft 2 instelbare alarmtijden en een geheugenkaarten 4 x 30. Geeft aan wanneer er sprake is van arrhythmie. De datum en tijd worden weergegeven en hij schakelt automatisch uit, heeft een lage batterij indicator. Wordt geleverd met opbergzak.

Specificaties

Merk	Beurer
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1550575
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk