

**1016084 - Dokterstas Bollmann Assista - leder - bruin - 40 x 23 x 22
cm - 1 st**



Beschrijving

Bollmann Assista is een moderne en hoogwaardige dokterstas uit slijtvast leder en met een belangrijke, stabiele beugelsluiting. Wasbare voering, twee opbergvakken, variabele compartimenten (uitneembaar). Krasbestendig natuurleer.

Specificaties

Merk	Bollmann
Product afmetingen	B 20 cm, H 23 cm, L 40 cm
sku	1016084
Aantal handgrepen	1
Aantal voortassen	0
Aantal zijvakken	0
Categorie	Dokterstas
Materiaal	Leer
Kleur	Bruin
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk