

1600546 - Fixatiewindels - 10 cm x 4 m - 50 st



Beschrijving

Fixatiewindels vervaardigd uit polyamide en viscose voor het fixeren van verbanden. De windel kan gesteriliseerd worden met ethyleen oxide.

Specificaties

Steriel	Nee
Samenstelling	Polyamide, viscose
sku	1600546
Kleur	Wit
Maat	10 cm x 4 m
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Doos