

## 1610665 - MultiPulse Pro



### Beschrijving

Deze veelzijdige laser biedt chirurgen in verscheidene gebieden zorgvuldige en nauwkeurige toepassingen geschikt voor colposcopie, laparoscopie, KNO-chirurgie, gynaecologie, neurochirurgie en algemene chirurgie. De golflengte van 10.600 nm wordt voornamelijk geabsorbeerd door water, dit maakt de MultiPulse Pro bijzonder geschikt voor chirurgie van zacht weefsel.

#### Voordelen

- PSD® Pulse Shape Design
- EasySpot Hybrid micromanipulator
- HiScan Surgical
- Golflengte 10.600 nm
- 40W maximum vermogen
- Hoge precisie in snijwerk met een uitstekend coagulatie effect

### Specificaties

<b>Merk</b>	jena
<b>sku</b>	1610665
<b>Type verpakking</b>	Stuk