

1623459 - SportsArt Elite Line Eco-Natural™ E874 elliptical - zelf aangedreven - LCD display



Beschrijving

De **SportsArt E874 Elliptical** uit de **ECO-NATURAL™ Elite Line** combineert **design, technologie en duurzaamheid** in één krachtig fitnessapparaat. Met zijn **zelfaangedreven ontwerp** is de E874 energiezuinig en milieuvriendelijk, zonder dat er netstroom nodig is.

Deze crosstrainer biedt een **low-impact full-body workout**, ideaal voor zowel fitnessclubs als revalidatiecentra. De **elektronisch verstelbare paslengte van 17 – 29 inch** maakt het toestel geschikt voor gebruikers van alle lengtes en trainingsbehoeften. Dankzij de **fingertip controls** kan de weerstand eenvoudig worden aangepast tijdens de training, terwijl het **MyFlex™ cushioning system** zorgt voor optimaal comfort en gewrichtsontlasting.

Belangrijkste kenmerken van de SportsArt E874:

- **Zelfaangedreven ontwerp** – milieuvriendelijk en energiezuinig
- **Elektronisch verstelbare paslengte:** 17 – 29 inch (43.2 – 73.7 cm)
- **40 weerstandsniveaus** – geschikt voor alle fitnessniveaus
- **Fingertip controls** – snelle en eenvoudige bediening
- **MyFlex™ cushioning system** – comfortabele demping voor gewrichten
- **Intuïtieve trainingsprogramma's** – houden gebruikers gemotiveerd

Technische specificaties:

- **Unit Weight:** 152 kg
- **Afmetingen (L x B x H):** 208.5 x 68 x 176.5 cm
- **Maximaal gebruikersgewicht:** 205 kg

- **Stride length:** 17 – 29 in / 43.2 – 73.7 cm
- **Step-up hoogte:** 32.5 cm
- **Weerstandsniveaus:** 40

De **SportsArt E874 Elliptical** is ideaal voor:

- **Fitnessclubs en sportscholen** die premium apparatuur en duurzaamheid combineren
- **Revalidatiecentra en fysiotherapiepraktijken** dankzij low-impact training en instelbare paslengte
- **Thuisgebruikers** die een professionele en veelzijdige crosstrainer zoeken

Specificaties

Merk	SportsArt
sku	1623459
Gewicht	152 kg
Type verpakking	Stuk