

1540161 - Onderzoekstafel 2-delig Quest - elektrisch verstelbaar - Block'n Roll - zonder bekleding - 1 st



Beschrijving

Quest 2-delige elektrische onderzoekstafel is de standaard voor hoogte verstelbare banken dat flexibiliteit toont voor de combinatie met voet -en handbediening. Heeft een zeer stabiele H-basis met robuuste hijsarmen, anti-Trendelenburg en zonder bekleding. Met optie Block 'n Roll geïntegreerde semi-centraal inkalpbare wielen, met elektrische rugleuning. Vervaardigd uit een metalen frame met epoxy afwerking.

Specificaties

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Merk | Promotal |
| Wielen inbegrepen | Ja |
| Hoogteverstelbaar | Ja |
| Hoogte | 46-93 cm |
| Papierrolhouder inbegrepen | Ja |
| Samenstelling | Metalen frame met epoxy afwerking |
| Normeringen | EN ISO 13485:2016 |
| Hefvermogen | 200 kg |
| sku | 1540161 |
| Aantal delen | 2-delig |
| Hoogteverstelling | Elektrisch |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |