

1547005 - Linido rugsteun verstelbaar - zwart - 1 st



Beschrijving

De rugleuning is voorzien van een comfortabel PUR-kussen. Het kussen is op een scharnier bevestigd, waardoor de rugleuning de bewegingen van de gebruiker kan volgen. De buis aan de bovenzijde is een handvat dat gebruikt kan worden om de rugleuning te verstellen. De rugleuning is in diepte verstelbaar, zodat de juiste afstand gekozen kan worden, afhankelijk van waar de toiletspot geplaatst is. De breedte en hoogte van de rugleuning passen bij een volwassen persoon, maar de rugleuning is ook geschikt voor kleinere gebruikers.

Specificaties

| | |
|------------------------|----------------|
| Merk | Linido |
| SKU leverancier | LI2701.2004-02 |
| sku | 1547005 |
| Type verpakking | Stuk |