

1008150 - 3M™ Steri-Strip™ - 6 x 38 mm - 50 x 6 st



Beschrijving

De 3M™ Steri-Strip™ zijn versterkte strips vervaardigd uit microporeus materiaal met een hypoallergene kleeflaag. Voor een snelle, effectieve wondsluiting die gebruikt kunnen worden in de kritieke zorg, spoedgevallen, intensive Care, verloskunde, orthopedie, pediatrie, spoedgevallen en wondzorg.

Specificaties

Merk	3M™
Samenstelling	Lijm: polyacrylaat
Steriel	Ja
Kleur	Wit
Maat Steri-Strip	6 mm x 38 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos