

## 1540930 - Flovac container 1 liter voor New Askir 30 - 1 x 10 st



### Beschrijving

1l Flovac pot, herbruikbaar voor Aspiret zuigsysteem en Askir 30. Steriliseerbare en herbruikbare container van hard polycarbonaat. Geschikt voor FLOVAC® wegwerpzakjes. Capaciteit van 1000ml.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Cami
<b>sku</b>	1540930
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Doos