

1610751 - sterilisatiezakjes - 15 x 30 cm - 1000 st



Beschrijving

Halyard sterilisatiezakjes met papieren folie zijn gemaakt van hoogkwalitatief 68-gsm papier dat volledig bestaat uit primaire nieuwe vezels met uitstekende bacteriële barrière-eigenschappen die een goede penetratie van het sterilisatiemodel mogelijk maken. Het product biedt schone schilprestaties en een hoge sealsterkte. Meerlaagse transparante film biedt perforatie- en slijtvastheid en levert tegelijkertijd een hoogwaardige afdichting. De combinatie van ons papier en onze film creëert een hoogwaardig, duurzaam steriel barrièresysteem dat gebruikers een betrouwbare, schone peelingervaring biedt. Filmzakjes zijn bedrukt met het sterilisatieprocesindicatoren voor stoom - en EO sterilisatiemethoden.

Specificaties

Merk	Halyard
sku	1610751
	Nee
Kleur	Groen
Maat	15 x 30 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide Stoom
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Karton