

**1603840 - BD™ Microlance™ - hypodermische naald - 23G x 1 1/2"  
- blauw - 100 st**



## Beschrijving

**BD™ Microlance™** naalden kunnen soepel in de huid worden gebracht door de dunne wand van de naald. Ze kunnen worden aangesloten op een luer slip connector of een luer lock. De naalden zijn vrij van latex en steriel verpakt.

## Specificaties

<b>Merk</b>	BD
<b>SKU leverancier</b>	303273
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485
<b>sku</b>	1603840
<b>Afmeting</b>	23G x 1 1/2"
<b>Afmeting in mm</b>	0,8 x 40 mm
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos