

## 1019112 - VICRYL RAPIDE™ hechtdraad 3/0 - 19 mm - 75 cm - VR2298 - 1 st



### Beschrijving

Gecoate, gevlochten VICRYL RAPIDE™ hechtdraad is een synthetische steriele chirurgische hechtdraad. Resorbeerbaar door hydrolyse, knoopvriendelijk en uitstekend hanteerbaar. Behandeld voor snelle resorptie, hechtingen hoeven niet verwijderd te worden. Vervaardigd uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

#### Voordelen

- Multifilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 42 dagen

## Specificaties

<b>Merk</b>	Ethicon
<b>SKU leverancier</b>	VR2298
<b>Samenstelling</b>	Copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide
<b>sku</b>	1019112
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Resorbeerbaar</b>	Ja
<b>Draadlengte</b>	75 cm
<b>Draaddikte</b>	3/0
<b>Naald lengte</b>	19 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
<b>Type verpakking</b>	Stuk