

## 1541294 - HEINE wandstation en 200 met 2 handvatten - 3,5v - 1 st



### Beschrijving

Het Heine EN200 wandstation is een diagnosecentrum, geleverd met twee gebruiksklare handgrepen. Handmatig opladen is niet nodig. Het apparaat schakelt automatisch aan of uit wanneer de handgreep wordt opgenomen of teruggeplaatst. Het wandstation kan worden uitgerust met otoscopen, oftalmoscopen en sfygmomanometers.

### Specificaties

<b>Merk</b>	HEINE
<b>SKU leverancier</b>	HEINX-095.12.250
<b>sku</b>	1541294
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk