

1104360 - Seca 813 - Digitale personenweegschaal - zwart - 1 st



Beschrijving

Digitale platte personenweegschaal Seca 813, met een extra breed platform en een rubberen antislipplaat. Weegt personen tot maximum 200 kg. Wordt gebruikt met AAA-batterijen.

- Groot LCD-scherm
- Step-off functie: wegen zonder de weegschaal in te schakelen

Specificaties

Merk	Seca
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	200 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
Samenstelling	Massief stalen frame
sku	1104360
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale vlakke weegschalen
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk