

## 1559485 - Schiller medilog®AR - 5-aderige kabel - AF software



### Beschrijving

Zeer snelle atriumfibrillatie/atriumflutter detectie dankzij echte P-golf analyse, eenvoudig, snel en hygiënisch te hanteren, flexibel dual-battery concept voor meer dan 14 dagen opnameduur. Dit is de SCHILLER medilog®AR Holter met 5 kabels.

De **SCHILLER** medilog®AR Holter is robuust, schok- en spatwaterdicht en eenvoudig te reinigen. Dankzij het dual-batterij concept kunnen de patiënten meer dan 14 dagen worden gescreend zonder dat ze naar de arts moeten om de batterijen te vervangen. Nul seconden atriumfibrillatie/atriumflutter detectie op basis van echte P-golf analyse is een van de technische hoogtepunten van deze Holter oplossing.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Schiller
<b>sku</b>	1559485
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/53/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk