


1551143 - UB 86 verwarmend onderdeken - 150 x 160 cm - 1 st



Beschrijving

Met 2 controllers en een extra groot formaat zorgt het onderdeken ervoor dat ook een tweede persoon van de warmte kan genieten. 2 personen kunnen de onderdeken gebruiken en de juiste instellingen voor hen selecteren. Met 2 LCD-controllers voor individueel instelbare warmtezones (lichaam en voeten), 9 temperatuurstanden en een ECO-regeling: stroomverbruiksindicator in kWh. Met een **Beurer** veiligheidssysteem (BSS), een selecteerbare automatische uitschakeling met intervallen van 1u en een automatische terugschakeling van niveau 7/8/9 naar niveau 6 na 3u. Het materiaal is zacht fleecemateriaal dat in de wasmachine mag tot 30°.

Specificaties

Merk	Beurer
SKU leverancier	31912
Machine wasbaar	Ja
Wasbare hoes	Ja
sku	1551143
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk