

1559136 - 8500 IPL laserontharingsapparaat 2-in-1 - 1 st



Beschrijving

Een gladde, soepele huid bij u thuis - de aantrekkingskracht van onze **Beurer** IPL-apparaten voor langdurige ontharing) ligt in hun eenvoudige en veilige bediening voor thuisgebruik. Profiteer van onze innovatieve professionele technologie, die niet alleen betrouwbaar en veilig is. Hij geeft tot 300.000 lichtpulsen af, en maakt gebruik van een lichttechnologie die door dermatologen gebruikt worden voor professionele ontharing.

Het apparaat deactiveert de haarzakjes tot diep onder de huid om haargroei te voorkomen, zichtbaar 50% minder haargroei na 3-4 behandelingen. Biedt een optimale veiligheid dankzij de 2-in-1 huidtype -en contactsensor, heeft een geïntegreerde UV-filter. Geschikt voor het hele lichaam waaronder benen, armen, oksels, bikinilijn, rug, borst en buik. Het duurt zo'n 21 min voor het hele lichaam te behandelen. Met een geïntegreerde Auto-flash modus voor een snelle en gemakkelijke toepassing. Niet geschikt voor donkere huidtinten en bijzonder licht of wit haar. De batterij heeft zo'n 2u nodig om op te laden, wordt geleverd met obergtas.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 17.5 cm, H 6.5 cm, L 20 cm
SKU leverancier	57513
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1559136
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk