

1601377 - Keiser Kit Infinity



Beschrijving

Kit met accessoires voor de Infinity machines van Keiser bestaat uit:

- Riem
- Enkelriem
- riem met 2 handvaten
- Cable handler
- Triceps touw
- Riem voor taille
- Stang

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 234 cm
Verpakking afmetingen	B 23 cm, H 8 cm, L 96 cm
SKU leverancier	300824
sku	1601377
Kleur	Zwart
Type verpakking	Set