

1623395 - SportsArt T655MD AC Servo loopband - lange leuning verstelbaar standaard - incl. HRC&HTR - LED-display



Beschrijving

- De **SportsArt T655MD** is een medische revalidatie loopband die speciaal is ontworpen voor intensief gebruik in cardiologie, fysiotherapie en revalidatiecentra. Met geavanceerde functies zoals een 5.0 HP AC-servo motor, negatieve helling en programmeerbare trainingsprotocollen (zoals Bruce en Naughton) ondersteunt deze loopband veilige, effectieve en aanpasbare therapie voor diverse patiëntgroepen.

Belangrijkste voordelen:

- **Medisch gecertificeerde prestaties:** Ontworpen voor ziekenhuisomgevingen met medische microamp-lekkagebescherming.
- **Krachtige en stille motor:** 5.0 HP ECO-DRIVE™ AC-servo motor voor soepele en nauwkeurige snelheidscontrole.
- **Uitgebreid snelheidsbereik:** Van 0.1 tot 12 mph (voorwaarts) en tot 3 mph (achterwaarts) – ideaal voor neurologische en looprevalidatie.
- **Breed hellingsbereik:** -3% tot 22% voor progressieve training en loopanalyse.
- **Groot loopoppervlak:** 157,5 x 55,9 cm voor extra stabiliteit en comfort.
- **Optionele afneembare opstap:** Maakt instappen makkelijker voor minder mobiele patiënten.
- **Instelbare handrails en bedrade afstandsbediening:** Verhoogde veiligheid en controle tijdens sessies.
- **Geavanceerde uitlezingen:** Incl. METs, calorieën, hartslagzones en meer.
- **Compatibel met EDAN ECG:** Voor integratie van hartbewaking tijdens inspanningstesten.
- **Console met tri-color LED-display:** Eenvoudige navigatie voor patiënt én zorgverlener.

Toepassingen:

- **Revalidatiecentra:** Progressieve loop- en hellingsoefeningen met veilige ondersteuning.
- **Hartrevalidatieklinieken:** Gecertificeerd voor inspanningstesten (EN 60601-compliant).
- **Ziekenhuizen & privépraktijken:** Voor zowel diagnostische als therapeutische toepassingen.
- **Fysiotherapiepraktijken:** Personaliseerbare trainingsprogramma's voor individuele therapie.

- **Geriatric en mobiliteitszorg:** Zeer lage startsnelheid en instapmogelijkheid.

Specificaties in één oogopslag:

- **Max. gebruikersgewicht:** 227 kg
- **Afmetingen zonder opstap:** 241 x 101,5 x 150,5 cm
- **Met opstap:** 264 x 101,5 x 150,5 cm
- **Netto gewicht:** 205 kg (zonder opstap), 215 kg (met opstap)
- **Trainingsprogramma's:** Bruce, Modified Bruce, Naughton, Manual
- **Aansluitingen:** CSAFE-poort, optionele EDAN ECG-integratie

Specificaties

Merk	SportsArt
sku	1623395
Gewicht	205 kg
Max. gewicht volwassene	227 kg
Type verpakking	Stuk