


## 1618570 - Knierol - 20 x 60 cm - silvertex bekleding - bruin



### Beschrijving

De knierol van **Spinetechnics** is een hoogwaardig ergonomisch hulpmiddel, speciaal ontworpen om optimaal comfort en ondersteuning te bieden tijdens behandelingen. Deze knierol vervaardigd met duurzame en zachte materialen, past zich perfect aan de natuurlijke vorm van de knie en benen aan, waardoor de druk op gewrichten en spieren vermindert wordt.

*De kleuren op de afbeelding kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.*

### Specificaties

<b>Merk</b>	Spinetechnics
<b>sku</b>	1618570
<b>Kleur</b>	N02-bruin
<b>Maat</b>	20 cm x 60 cm
<b>Type verpakking</b>	Stuk