

1607377 - HEINE laryngoscoop blad - Classic + Miller 3 FO Blade - fiber optic -1 st



Beschrijving

Heine Classic + Miller F.O. bladen zijn eenvoudig en veilig te reinigen dankzij de HEINE smoothSURFACE-technologie en tot op heden nooit een nosocomiaal incident gemeld met een HEINE-blade door het gladde, naadloze ontwerp dat geen risico op verwondingen oplevert.

Geoptimaliseerde verlichting voor endotracheale intubatie met de geavanceerde HiLite Fiber Optics van HEINE, gecombineerd met een strikte kwaliteitscontrole waarbij elke blade 51 inspectiestappen doorloopt om aan de hoogste standaarden te voldoen.

Dankzij de duurzaamheid van topkwaliteit biedt HEINE langdurige kostenbesparingen in vergelijking met wegwerp- en andere herbruikbare producten, terwijl het innovatieve ontwerp zorgt voor gestroomlijnde reinigingsprocessen.

Het product is bovendien duurzaam door een aanzienlijk kleinere ecologische voetafdruk in vergelijking met andere opties en **compatibel met alle laryngoscoophandvatten** conform ISO 7376 (Green Standard).

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINF-000.22.123
sku	1607377
	Nee
Maat	152 mm
Wasbaar/Wegwerp	Herbruikbaar
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk