

## 1559016 - Terumo spuiten - 3-delig - luer lock - concentrisch - 30 ml - 1 x 25 st



### Beschrijving

**Terumo** 3-delige spuiten zonder naald maakt een nauwkeurige toediening van medicijnen mogelijk dankzij de nauwkeurige schaalverdelingen. De transparante spuit zorgt ervoor dat luchtballen meteen zichtbaar zijn.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	SS*30LE1(SS+30L1MP)
<b>Samenstelling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cilinder: polypropyleen</li><li>• Plunjer polypropyleen</li><li>• Stamper: thermoplastisch elastomeer (SS-codes), polyisopreenrubber (MDSS-codes)</li><li>• Glijmiddel: siliconenolie</li></ul>
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1559016
<b>Inhoud</b>	30 ml
<b>Plaats van de tip</b>	Concentrisch
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide Radiatie
<b>Tip</b>	Luer lock
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos