

## 1517835 - Ergoselect 100 - met automatische bloeddrukmeting



### Beschrijving

Ergoselect 100 - versie met automatische bloeddrukmeting. De klassieke ergometer voor inspannings-ECG-tests. Gratis programmering van inspanningsprotocollen, intuïtieve bediening en universele interfaces (digitaal, analoog, start op afstand) voor aansluiting op alle in de handel verkrijgbare ECG-systemen op pc-basis en ECG-recorders onderscheiden deze ergometer. Meerdere opties en een uitgebreide reeks accessoires zijn beschikbaar.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Ergoline
<b>sku</b>	1517835
<b>Type verpakking</b>	Stuk