

1603920 - Vacuette® K2E K2EDTA buis 3 ml - 75 x 13 mm - 1 x 50 st



Beschrijving

De Vacuette® K2E K2EDTA buis (75 x 13 mm) van 3 ml is op de binnenwand gecoat met spray-dried K2EDTA. EDTA werkt als antistollingsmiddel, doordat het de calciumionen bindt en de stollingscascade onderbreekt. Deze buis wordt vooral gebruikt in de haematologie. De Vacuette® K2E K2EDTA buis bevat ook een drukstop in de kleur lavendel met zwarte ring en een papieren etiket.

Specificaties

Merk	med_labo_service
Europese Regelgeving	IVD 98/79/EC
Type verpakking	Doos