

1543627 - Urinaal man - met deksel - gegradueerd - 1000 ml - 1 st



Beschrijving

Dit urinaal is een handig hulpmiddel voor mannen. Na gebruik kan de urinaal afgesloten worden met een deksel. De maximale capaciteit is 1 liter met maataanduiding.

Specificaties

Autoclaveerbaar	Nee
Samenstelling	Urinaal: polyvinylchloride, deksel: polypropyleen
sku	1543627
Ledigbaar	Ja
Geslacht	Mannen
Inhoud	1000 ml
Kleur	Transparant
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk