

1618508 - Wigkussen - 30 x 40 x 16 cm - standaard bekleding - lichtgroen



Beschrijving

Het wigkussen van **Spinetechnics** is een ergonomisch ontworpen kussen dat ideaal is voor het verbeteren van de zithouding en het bieden van extra ondersteuning tijdens behandelingen of dagelijkse activiteiten. Dankzij het slimme ontwerp in de vorm van een wig helpt het kussen de natuurlijke kromming van de wervelkolom te bevorderen, waardoor de druk op de onderrug aanzienlijk verminderd wordt en rugklachten voorkomen kunnen worden.

Specificaties

Merk	Spinetechnics
sku	1618508
Kleur	S04 - lichtgroen
Maat	30x40x16cm
Type verpakking	Stuk