

## 1509691 - Schiller Cardiovit CS-200 Excellence



### Beschrijving

Het CS-200 Excellence cardiale evaluatiesysteem voor stresstests van **SCHILLER** is gericht op prestaties. Dankzij de uitstekende algoritmen en de perfecte connectiviteit met de EMR, SEMA en PACS cardiologie-informatiesystemen kunt u met het CS-200 Excellence systeem uw digitale workflow snel en eenvoudig optimaliseren.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Schiller
<b>sku</b>	1509691
<b>Opties ECG</b>	16 Lead ECG Aritmie detectie ETM ETM remeasurement Vector saecg stress_ecg
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk