

1600492 - IVS4 - onderste ledematen



Beschrijving

IVS ofwel **Dessintey** Intensive Visual Simulation speelt een essentiële rol in de vroege stadia van reconstructie van lichaamsbeeld en motorische controle. Met een intensieve onderdompeling stelt IVS4 de patiënt in staat een gezond functioneel ledemaat te reïntegreren en zich te concentreren op de representatie van de analytische beweging.

Aangepast aan rolstoelen, laat de IVS4 patiënten zittend werken om basisbewegingen en meer complexe coördinatie te leren. Vervolgens kan men staand werken voor een functionele benadering van evenwicht en lopen.

Specificaties

Merk	Dessintey
sku	1600492
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk