

1551207 - Welch Allyn digitale bloeddrukmeter ProBP 2000 - 1 slang - flexiport manchet maat 11 - 1 st



Beschrijving

Digitale bloeddrukmeter ProBP 2000 maakt het meten van de bloeddruk vlot en comfortabel in 20 seconden. Met een SureBP van **Welch Allyn** technologie dat zorgt voor een snelle en nauwkeurige meting. ProBP 2000 meet tijdens het oppompen. De bloeddrukmeter is geschikt voor zowel kinderen als voor volwassenen.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1551207
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk