

## 1576344 - Starterspakket Intraoperatieve Sondes voor eenmalig gebruik (niet compatibel met DMX)



### Beschrijving

Dopplex Intraoperatieve Sondes zijn ontworpen om chirurgen te helpen bij het uitvoeren van hoogwaardige en veilige operaties. Met Dopplex ultrasound sondes kunnen chirurgen de aanwezigheid van een actieve bloedstroom bevestigen voordat zij de operatieplaats sluiten, waardoor de noodzaak voor een tweede ingreep of heroperatie wordt voorkomen. Inclusief PA8XS sonde-adapter, klem en doos met 10 steriele wegwerpbare intraoperatieve sondes (**compatibel met D900, SD2 en MD2**).

### Specificaties

<b>Merk</b>	Huntleigh
<b>sku</b>	1576344
<b>Frequentie sonde</b>	8MHz
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk