

1575269 - HEINE wandstation en 200-1 met 1 handvat - 3,5v - 1 st



Beschrijving

Het **Heine** EN200 wandstation is een diagnosecentrum, geleverd met 1 handgreep. Handmatig opladen is niet nodig. Het apparaat schakelt automatisch aan of uit wanneer de handgreep wordt opgenomen of teruggeplaatst. Optimale lichtsterkte en kleurweergave worden bereikt door een traploze instelling van 100% tot 3%. Inclusief kabels met een bereik van 3,50 m. Diefstalbeveiliging van de instrumentkop.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINX-095.12.252
sku	1575269
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk