

## 1500343 - Hansaplast - waterafstotend - 6 cm x 1 m - 1 st



### Beschrijving

Hansaplast universele pleisters zijn geschikt voor het bedekken van kleine wonden en om schaafwonden te bedekken. Het niet-klevende wondkussen beschermt de wond en werkt schokdempend, de sterke kleefkracht zorgt ervoor dat de pleister op zijn plaats blijft zitten. Het materiaal is ademend en waterafstotend.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beiersdorf
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Kompres</b>	Ja
<b>Geperforeerd</b>	Nee
<b>sku</b>	1500343
<b>Kleur</b>	Bruin
<b>Maat</b>	6 cm x 1 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos