

1600593 - Pretape haftan® 7 cm x 27,5 m - 1 x 6 st



Beschrijving

Pretape Haftan® is geschikt voor gelijkmatige en ploovrije fixatie van polstermateriaal onder steunverbanden — vooral in combinatie met synthetisch materiaal. Het fijne oppervlak met open poriën van Haftan® laat verbandwikkelingen goed aan elkaar hechten en verhindert zo het verschuiven op de huid.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Elastisch	Nee
Samenstelling	Polyurethaanschuim
sku	1600593
Kleur	Wit
Maat	7 cm x 27,5 m
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Doos