


1103825 - Bak Flex Modul - 45 x 40 x 5 cm - ABS - grijs - 1 st



Beschrijving

Dubbele bruikbaarheid voor opslag en verdeling van geneesmiddelen. Optimaal gebruik van ruimte en ordening in kasten en rekken door zijn stapelbare vorm. Eenvoudige reiniging of sterilisatie.

Specificaties

Merk	Wiegand
Samenstelling	ABS
sku	1103825
Kleur	Grijs
Maat	45 x 40 x 5 cm
Type verpakking	Stuk