

1010364 - Cellacast® Xtra - ecru - 5 cm x 3,6 m - 1 x 10 st



Beschrijving

Dun, licht en stabiel: Als modern synthetisch steunverband zorgt Cellacast® Xtra van **Lohmann & Rausscher** voor een veilige stabilisatie. Het bestaat uit een rigide glasvezeldrager en wordt gebruikt voor het immobiliseren na fracturen en operaties, en orthopedische correcties. Bovendien is het geschikt voor het behandelen van gewrichts- en botaandoeningen, en als languette ter versteviging van circulaire verbanden. Het steunverband past zich aan iedere lichaamscontour aan — ook rond complexe gewrichten — en maakt eenvoudig en snel aanleggen mogelijk. Bovendien laat het materiaal snelle verbinding tussen lagen toe, en maakt zo het gebruik ook aantrekkelijk vanuit een economisch standpunt. Juist na fracturen en operaties is een hoge mate aan stabiliteit van het verband noodzakelijk. Tegelijkertijd zorgt het geringe gewicht voor comfort en de kleinst mogelijke beperking voor de patiënt. Cellacast® Xtra is een licht steunverband, dat al met een paar verbandwikkelingen de nodige stabiliteit bereikt. Het is daardoor belastbaar en bezit de nodige lichtheid voor een aangename draagduur.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	Glasvezelweefsel, geïmpregneerd met polyurethaanhars
sku	1010364
Kleur	Wit
Maat	5 cm x 3,6 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos